



Z.I. da Poupa II, Rua A - Fracção C, 4780-793 Santo Tirso
Tel./ Fax: 252856106 * Telem: 912255637
geral@interfire.pt
www.interfire.pt

Pág. 1/1

SACO PORTA GARRAFAS EM NYLON



O Oxypack é fabricado em nylon Ripstop 600 D anti-ruptura ou em SPEN-TEX fácil de lavar. O compartimento que contém a garrafa tem acolchoamento em célula fechada expansível e um fecho robusto, para assegurar uma boa protecção caso a garrafa leve alguma pancada. No lado da garrafa foi colocada uma bolsa anexada (também com um fecho) para acessórios de administração do oxigénio e um manual de reanimação. Os pacientes sob administração de terapia de oxigénio podem ser directamente ligados ao regulador de pressão da garrafa, através de um tubo em PVC anti-esmagamento, graças a uma abertura que liga o compartimento da garrafa à bolsa de acessórios. Assim sendo, durante a utilização, será suficiente manter a bolsa de acessórios aberta para assegurar uma maior protecção da garrafa e do adaptador. Para facilitar o transporte, o Oxypack está equipado com uma alça de ombro ajustável. Disponível para garrafas de 2 e 5 L. O Oxypack de 2 L está também disponível na versão com cintas para fixar à extremidade da maca.